

**ENG** Mediblink gallium thermometer M370

**DESCRIPTION OF THERMOMETER COMPONENTS**




Image 1: Thermometer components

**SPECIFICATION**

Measuring range:	35.5°C to 42.0°C
Resolution:	0.1°C
Accuracy:	±0.1°C/±0.15°C
Operating conditions:	Temperature: -10°C to 42°C (Allows only measuring of temperature above room temperature)
Storage conditions:	Temperature: -15°C to 42°C
Expected use:	Medical glass thermometer with liquid for measuring body temperature.
Description:	Production and testing of the thermometer shall be carried out in accordance with standards.
Quality guarantee:	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Directive 93/42/EEC concerning medical devices</li> <li>● Standards EN 12470-1:2000 + A1:2009 - Clinical thermometers, 1st part: Glass thermometers with liquid metal and the display of the highest temperature.</li> </ul>

**⚠ PRECAUTIONS**

1. Make sure the thermometer does not fall or be subjected to sudden impacts.
2. Do not bend or chew the tip of the thermometer.
3. Do not use thermometers with damaged external housing (danger of injury).
4. NOTE: Children should be monitored by an adult throughout the measurement procedure. Keep out of the reach of children.
5. The measuring fluid (a mixture of gallium, tin and indium; hereinafter: "fluid") must not come into contact with precious or light metals as it reacts to them.
6. Care should be taken to avoid any potential risk or damage during measuring.
7. This thermometer cannot be a substitute for a visit to a doctor. If high fever is not reduced, especially in children, the patient should be checked by a doctor.

8. The thermometer is not intended for premature children.

**INSTRUCTIONS ON USE**

1. Prior to measuring the temperature, make sure that the gallium value is below 36°C on the measuring scale.
2. The thermometer shall be placed depending on the method of measuring the temperature (axillary, rectal or oral).
3. The thermometer measures the body temperature for about 5 minutes. You can then read the measured value. Gently turn the thermometer to make it easier to read the temperature value.
4. Reset the liquid below 36°C after measuring has been carried out by returning the thermometer to the housing and making sure the tip of the thermometer is attached to the housing cover (shown in Image 1). Make sure the housing is well closed. Then grab the holder of the housing and shake it with fast rhythmic movements (Image 2) so the liquid falls under the first numbered line.



Image 2: Resetting the temperature value of the thermometer

5. Clean the glass thermometer after use. Please follow the Cleaning instructions carefully.

**⚠ Note:** Always disinfect the thermometer before and after use. Professional staff must always provide for disinfection in hospitals.

**RELIABLE WAYS OF TEMPERATURE MEASURING**


**ORAL** - Measuring time: At least 5 minutes, normal temperature at 37°C. Put the end of the thermometer tip under the tongue and breathe through your nose so the measurements is accurate. Oral measuring is permitted for children aged 10 years or more. Do not chew, talk or play when measuring the temperature in your mouth. Avoid bathing, feeding and smoking for at least half an hour before temperature measuring.

**RECTAL** - Measuring time: At least 5 minutes, normal temperature at 37.5°C. Gently insert the thermometer tip not more than 0.5cm deep into the anal orifice. Stop immediately if you feel resistance. Do not use lubricant. If measuring body temperature of a baby, place the baby on a hard surface and lift its legs almost perpendicularly and hold it by the ankles to keep it still. Insert the thermometer tip very gently into the anal orifice.

**AXILLARY** - Measuring time: Minimum 5 minutes and a normal temperature at 36.7°C. Make sure the armpit is dry. Then put the thermometer tip under the armpit and press your hand against the chest.

**CLEANING INSTRUCTIONS**

The thermometer has hermetically sealed hygienic glass housing and can be disinfected without restrictions. For disinfection, Mediblink M140 alcohol wipes are recommended.

 The temperature of disinfectant and cleaning agents shall not exceed 42°C. Clean the glass thermometer with a cold soap before and after use. Disinfect the thermometer with a cotton pad or cloth soaked in alcohol or immersed in a disinfectant solution (immersion time must be in accordance with the manufacturer's instructions). If the thermometer is shattered, spilled liquid may be removed by a brush, or a cloth, soaked in soapy water. The spilled fluid is non-toxic. Broken parts may be disposed as household waste.

## WARRANTY

### Product: Mediblink gallium thermometer M370

**Manufacturer:** Wuxi Medical Instrument Factory Co., Ltd, No.43 Xixin Road, Zhangjing Xibei Town, Wuxi City, 214194 Jiangsu, China

**Sellers name, address, signature and stamp:**

**Date of extradition/sales:**

## WARRANTY TERMS

Dear customers!

The warranty period is 10 years and starts from the day of product purchase. In case of product claim, you have to show the invoice. We kindly ask you to save the invoice!

Unfortunately, wrong handling with the device is a reason for 95% of customer complains. You can easily avoid any problem, by getting useful information provided by our special service department. To reach our service department, you can call or send e-mail to Mediblink local distributor.

Before sending the product back to retailer, we kindly ask you to call our service department, to get help about how to use the device to save you with unneeded trips.

The manufacturer guarantees free elimination of all imperfections due to defects in material or manufacturing procedure by repairing or replacing the product. In case that the product can not be repaired or replaced, the customer will get the money refund. The guarantee is not valid in case of the force majeure, accidents or unexpected events (such as lightning, water, fire etc.), incorrect use or incorrect transport, non-compliance with safety and maintaining regulations or in case of unprofessional product intervention.

Traces of every day product usage (scratches, abrasions) and not subject to claim. The warranty does not eliminate the customer rights, which originate from seller responsibility for product flaws. By accepting the claimed product by the service department, the service department does not take responsibility for loss of saved data or settings on the product. All product repairs, which are performed out of product warranty period, have to be paid by customer by prior notice.












The manufacturer guarantees the product quality and flawless product operation in the warranty period, which starts with the

day of product purchase. If the product can not be repaired in 45 days, the product will be replaced with a new one. In case that the product can not be replaced, the money will be refunded to the customer.

In case of product claim, call or send e-mail to Mediblink local distributor.

Any serious incident that has occurred in relation to the device should be reported to the manufacturer (Wuxi Medical Instrument Factory Co., Ltd and company Mediblink d.o.o.) and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.

## LIST OF SYMBOLS

	Follow the instructions e-IFU: <a href="http://www.mediblink.com/IF/M370.pdf">http://www.mediblink.com/IF/M370.pdf</a>
	Attention
	Group code (mm/yyyy; month/year) marked on the product packaging (written by laser without a LOT series symbol)
	Class Im medical device
	Manufacturer
	Paper
	Number of products in one packaging
	The product does not contain mercury
	Maximum and minimum temperature: Store at a temperature between -10°C and +42°C
	Store in a dry place
	Fragile: handle carefully

 Wuxi Medical Instrument Factory Co., Ltd  
No.43 Xixin Road, Zhangjing Xibei Town,  
Wuxi City, 214194 Jiangsu, China  
 Lotus NL B.V., Koningin Julianaplein 10,  
1e Verd, 2595AA, The Hague, Netherlands

  
1023

### Manufactured for (EU importer):

Mediblink d.o.o., Gubčeva cesta 19, 8210 Trebnje, Slovenia  
Contact: [info@mediblink.com](mailto:info@mediblink.com) / [www.mediblink.com](http://www.mediblink.com)


Instructions for use version: I

Issue date: 18.3.2017

Date of last modification: 22.02.2021

**SLO Mediblink galijev termometer M370**

**OPIS DELOV**



Slika 1: Sestavni deli termometra

**SPECIFIKACIJE**

- Merilno območje: 35,5 °C do 42,0 °C  
 Ločljivost: 0,1 °C  
 Natančnost: ±0,1 °C / ±0,15 °C  
 Delovni pogoji: Temperatura: -15 °C do 42 °C  
 (Omogoča samo merjenje temperature nad temperaturo prostora)  
 Pogoji shranjevanja: Temperatura: -10 °C do 42 °C  
 Predvidena uporaba: Medicinski stekleni termometer s tekočino za merjenje telesne temperature.  
 Opis: Proizvodnja in preizkušanje termometra poteka v skladu s standardi.  
 Jamstvo kakovosti: ● Direktive Sveta EU 93/42/EEC o medicinskih pripomočkih  
 ● Standarda EN 12470-1:2000 + A1:2009 – Klinični termometri, 1. del: Steklени termometri s tekočo kovino in prikazom najvišje temperature.

**⚠ PREVIDNOSTNI UKREPI**

1. Pazite, da termometer ne pade ali ne utрпи nenadnih udarcev.
2. Ne upogibajte ali grizite konice termometra.
3. Termometrov s poškodovanim zunanjim ohišjem ne uporabljajte (nevarnost poškodb).
4. OPOMBA: Otroke mora med celotnim postopkom merjenja spremljati odrasla oseba. Izdelek hranite izven dosega otrok.
5. Merilna tekočina (mešanica galija, kositra in indija; v nadaljevanju „tekočina“) ne sme priti v stik s plemenitimi ali lahкими kovinami, saj z njimi reagira.
6. Med merjenjem poskrbite, da preprečite morebitno nevarnost ali poškodbe.
7. Z uporabo tega termometra ne moreta nadomestiti obiska pri zdravniku. Če se visoka vročina ne zmanjša, zlasti pri otrocih, mora bolnika pregledati zdravnik.
8. Termometer ni namenjen nedonošenim otrokom.

**NAVODILA ZA UPORABO**

1. Pred pričetkom merjenja temperature se prepričajte, da je vrednost galija na merilni lestvici nižja od 36 °C.
2. Termometer namestite glede na način merjenja temperature (aksiliarno, rektalno ali oralno).
3. Termometer meri telesno temperaturo približno 5 minut. Nato lahko odčitate izmerjeno vrednost. Rahlo obrnite termometer, da boste lažje odčitali temperaturo.
4. Po opravljeni meritvi povrnite tekočino pod 36 °C. To storite tako, da termometer vrnete v ohišje in poskrbite, da je konica termometra zataknjena v pokrov ohišja (prikazano na sliki 1). Prepričajte se, da je ohišje dobro zaprto. Nato primite ohišje za držalo in ga stresite s hitrimi ritmičnimi gibi (slika 2), da tekočina pade pod prvo oštevilčeno črtico.



Slika 2: Ponastavljanje vrednosti temperature na termometru

5. Po uporabi očistite steklo termometra. Natančno upoštevajte "Navodila za čiščenje".

⚠ Opomba: Vedno razkužite termometer pred in po uporabi. V bolnišnicah mora za razkuževanje vedno poskrbeti strokovno osebje.

**ZANESLJIVI NAČINI MERJENJA TEMPERATURE**

**ORALNO** – Čas merjenja: najmanj 5 minut, normalna temperatura 37 °C. Konico termometra namestite pod jezik in dihajte skozi nos, da bo meritev točna. Oralno merjenje je dovoljeno pri starosti otrok 10 let ali več. Med merjenjem temperature v ustih, ne govorite, ne žvečite in se ne igrajte. Izogibajte se kopanju, hranjenju in kajenju vsaj pol ure pred merjenjem temperature.

**REKTALNO** – Čas merjenja: najmanj 5 minut, normalna temperatura 37,5 °C. Konico termometra nežno vstavite v analno odprtino največ 0,5 cm globoko. Takoj prenehajte če začutite odpor. Ne uporabljajte lubrikanta. Če merite telesno temperaturo pri dojenčku, ga položite na trdno površino in mu dvignite nogice skoraj pravokotno navzgor in ga obenem držite za gležnja, da miruje. Konico termometra nato zelo nežno vstavite v zadnjično odprtino.

**AKSILIARNO** – Čas merjenja: najmanj 5 minut, normalna temperatura 36,7 °C. Poskrbite, da je pazduha suha. Nato namestite konico termometra pod pazduho in pritisnite roko ob prsi.

**NAVODILA ZA ČIŠČENJE**

Termometer ima neprodušno zaprto higiensko stekleno ohišje in ga lahko razkužujete brez omejitev. Za razkuževanje priporočamo Mediblink alkoholne robčke M140.

⚠ Temperatura razkužilnih in čistilnih sredstev ne sme presegati

42 °C. Pred in po uporabi očistite steklo termometra s hladno milnico. Termometer razkužite z bombažno vato ali krpo namočeno v alkohol, ali ga potopite v razkužilno raztopino (čas potopitve mora biti v skladu z navodili proizvajalca). Če se termometer razbije, lahko razlito tekočino odstranite s krtačo ali krpo, namočeno v milnico. Razlita tekočina je nestrupena. Zlomljene dele lahko odvržete kot gospodinjske odpadke.

## GARANCIJA

### Izdelek: Mediblink galijev termometer M370

**Proizvajalec:** Wuxi Medical Instrument Factory Co., Ltd, No.43 Xixin Road, Zhangjing Xibei Town, Wuxi City, 214194 Jiangsu, Kitajska.

**Žig, podpis ter sedež prodajalca:**

**Datum izročitve:**

## GARANCIJSKI POGOJI

Spoštovane stranke!

Garancijska doba traja 10 let in začne teči z dnem nakupa oziroma na dan predaje blaga ter velja le za izdelek, ki so bili kupljeni na območju Republike Slovenije. Pri uveljavljanju garancije je potrebno predložiti račun in izpolnjen garancijski list. Zato vas prosimo, da račun in garancijski list shranite!

Žal je napačna uporaba aparata razlog za približno 95 % reklamacij. S koristnimi nasveti našega posebej za vas urejenega servisnega centra, lahko te težave enostavno odpravite, zato nas pokličite na 07-30-44-555, ali pa se javite po e-pošti ([sevis@prolat.si](mailto:sevis@prolat.si)).

Preden pošljete aparat na servis ali ga vrnete prodajalcu vam svetujemo, da se oglasite na naši dežurni telefonski številki, kjer vam bomo pomagali in vam tako prihranili nepotrebne poti.

Proizvajalec jamči brezplačno odpravo pomanjkljivosti, ki so posledica napak materiala ali proizvodnje, s pomočjo popravila ali menjave. V primeru, da popravilo ali zamenjava izdelka nista mogoča, proizvajalec kupcu vrne kupnino. Garancija ne velja za škodo, nastalo zaradi višje sile, nesreč, nepredvidenih dogodkov (na primer strele, vode, ognja itd.), nepravilne uporabe ali nepravilnega transporta, neupoštevanja varnostnih in vzdrževalnih predpisov ali zaradi nestrokovnega posega v izdelek. Sledi vsakodnevne rabe izdelka (prasko, odrgnine itd.) niso predmet garancije. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na izdelku. Ob prevzemu izdelka, katerega je potrebno popraviti, servisno podjetje in prodajalec ne prevzemata odgovornosti za shranjene podatke oz. nastavitve. Popravila, ki se opravijo po izteku garancijske dobe, so ob predhodnem obvestilu plačljive.

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje izdelka v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga. Če popravila ni mogoče izvesti v 45 dnevem roku, bo izdelek

zamenjan z novim. V kolikor menjava izdelka ni mogoča, bo kupcu povrnjena kupnina.

V primeru reklamacije nas obvestite po e-pošti na [sevis@prolat.si](mailto:sevis@prolat.si) ali po telefonu 07-30-44-555.

V primeru vsakega resnega zapleta, do katerega je prišlo v zvezi z medicinskim pripomočkom, mora uporabnik/pacient obvestiti proizvajalca (Wuxi Medical Instrument Factory Co., Ltd ter Mediblink d.o.o.) in pristojni organ države članice, v kateri ima uporabnik in/ali pacient stalno prebivališče.

## KAZALO SIMBOLOV

	Upoštevajte navodila e-IFU: <a href="http://www.mediblink.com/ft/M370.pdf">http://www.mediblink.com/ft/M370.pdf</a>
	Pozor
	Koda skupine (mm/III); mesec/leto) označena na embalaži izdelka (zapisana z laserjem brez simbola serije LOT)
	Medicinski pripomoček razreda Im
	Proizvajalec
	Papir
	Število izdelkov v enem pakiranju
	Izdelek ne vsebuje živega srebra
	Največje in najmanjše temperature: Hranite na temperaturi med -10 °C in +42 °C
	Hranite v suhem prostoru
	Lomljivo: ravajte previdno



Wuxi Medical Instrument Factory Co., Ltd  
No.43 Xixin Road, Zhangjing Xibei Town,  
Wuxi City, 214194 Jiangsu, China  
Lotus N.L B.V, Koningin Julianaplein 10,  
1e Verd, 2595AA, The Hague, Netherlands



## Proizvedeno za (uvoznik v EU):

Mediblink d.o.o., Gučeva cesta 19, 8210 Trebnje, Slovenija  
Kontakt: [info@mediblink.com](mailto:info@mediblink.com) / [www.mediblink.com](http://www.mediblink.com)

## Zastopnik za SLO:

Prolat d.o.o., Praproče 9, 8210 Trebnje, Slovenija  
Kontakt: [info@prolat.si](mailto:info@prolat.si) / [www.prolat.si](http://www.prolat.si) / +386(0)7 30 44 555  
Servis: [sevis@prolat.si](mailto:sevis@prolat.si) / +386(0)7 30 45 746


Verzija navodila za uporabo: I

Datum izdaje navodila: 18.3.2017

Datum zadnjega popravka: 22.02.2021

HR Mediblink galijev termometar M370

OPIS DIJELOVA



Slika 1: Sastavni dijelovi termometra

SPECIFIKACIJE

Mjerno područje: 35,5 °C do 42,0 °C  
 Razlučivost: 0,1 °C  
 Preciznost: ±0,1 °C ±0,15 °C  
 Radni uvjeti: Temperatura: -15 °C do 42 °C (omogućava samo mjerenje temperature više od sobne temperature)

Uvjeti čuvanja: Temperatura: -10 °C do 42 °C  
 Predviđena uporaba: Medicinski stakleni termometar s tekućinom za mjerenje tjelesne temperature.

Opis: Proizvodnja i ispitivanje termometra odvijaju se u skladu sa standardima.

Jamstvo kvalitete:

- Direktiva Vijeća EU 93/42/EEZ o medicinskim proizvodima
- Standard EN 12470-1:2000 + A1:2009 – Medicinski termometri, 1. dio: Stakleni termometri punjeni metalnom tekućinom s napravom za pokazivanje najviše temperature.

**⚠ MJERE OPREZA**

1. Pazite da termometar ne padne ili ne pretrpi iznenadne udarce.
2. Nemojte savijati ili gristi vrh termometra.
3. Nemojte upotrebljavati termometar s oštećenim vanjskim kučićem (opasnost od ozljeda).
4. NAPOMENA: Djecu mora pratiti odrasla osoba tijekom cijelog postupka mjerenja. Proizvod čuvajte izvan dohvata djece.
5. Tekućina za mjerenja (smjesa galija, kositra i indija; u daljnjem tekstu „tekućina“) ne smije doći u kontakt s plemenitim ili lakim metalima jer reagira s njima.
6. Tijekom mjerenja pobrinite se da spriječite eventualnu opasnost ili ozljedu.

7. Uporaba ovog termometra nije zamjena za posjet liječniku. Ako se visoka temperatura ne snizi, posebice kod djece, pacijent mora pregledati liječnik.
8. Termometar nije namijenjen prijevremeno rođenoj djetci.

UPUTE ZA UPORABU:

1. Prije početka mjerenja temperature, uvjerite se da je vrijednost galija na mjerne ljestvici niža od 36 °C.
2. Termometar postaviti prema načinu mjerenja temperature (aksilarno, rektalno ili oralno).
3. Termometar mjeri tjelesnu temperaturu otprilike 5 minuta. Nakon toga možete očitati izmjerenu vrijednost. Nježno okrenite termometar kako biste lakše očitali temperaturu.
4. Nakon što završite s mjerenjem, tekućinu vratite ispod 36 °C. To činite na način da termometar vratite u kučiće i pobrinite se da je vrh termometra zataknut u poklopac kučića (prikazano na slici 1). Uvjerite se da je kučiće čvrsto zatvoreno. Nakon toga uzmite kučiće za dršku i protresite ga brzim ritmičkim pokretima (slika 2) kako bi tekućina pala ispod prve numerirane crtice.



Slika 2: Ponovno postavljanje vrijednosti temperature na termometru

5. Nakon uporabe očistite staklo termometra. Pažljivo se pridržavajte "Uputa za čišćenje".

**⚠ Napomena:** Termometar uvijek dezinficirajte prije i nakon uporabe. U bolnicama se o dezinfekciji uvijek mora pobrinuti stručno osoblje.

POUZDANI NAČINI MJERENJA TEMPERATURE


**ORALNO** – vrijeme mjerenja: najmanje 5 minuta, normalna temperatura 37 °C. Vrh termometra stavite pod jezik i dišite kroz nos da bi mjerenje bilo točno. Oralno je mjerenje dozvoljeno kod starosti djece od 10 godina ili više. Tijekom mjerenja temperature u ustima nemojte govoriti, žvakati ili igrati se. Izbjegavajte kupanje, hranjenje ili pušenje najmanje pola sata prije mjerenja temperature.

**REKTALNO** – vrijeme mjerenja: najmanje 5 minuta, normalna temperatura 37,5 °C. Vrh termometra nježno umetnite u analni otvor najviše 0,5 cm duboko. Prestanite odmah čim osjetite otpor. Ne upotrebljavajte lubrikant. Ako tjelesnu temperaturu mjerite dojenčetu, položite ga na tvrdi površinu i podignite mu nožice gotovo pod pravim kutom prema gore i istovremeno ga držite za oba gležnja kako bi bilo mirno. Vrh termometra zatim jako nježno umetnite u analni otvor.

**AKSILARNO** – vrijeme mjerenja: najmanje 5 minuta, normalna temperatura 36,7 °C. Pobrinite se da je pazuh suh. Nakon toga, vrh termometra postavite pod pazuh i pritisnite ruku uz prsa.

## UPUTE ZA ČIŠĆENJE

Termometar ima hermetički zatvoreno higijensko stakleno kućište i možete ga dezinficirati bez ograničenja. Za dezinfekciju preporučamo Mediblink alkoholne maramice M140.

 Temperatura dezinfekcijskih sredstava i sredstava za čišćenje ne smije premašivati 42 °C. Prije i nakon uporabe očistite staklo termometra hladnom sapunicom. Termometar dezinficirajte pamučnom vatom ili krpom namočenom u alkohol ili ga potopite u dezinfekcijsku otopinu (vrijeme namakanja mora biti u skladu s uputama proizvođača). Ako se termometar razbije, prolivenu tekućinu možete ukloniti četkom ili krpom namočenom u sapunicu. Prolivena tekućina nije otrovna. Razbijene dijelove možete zbrinuti kao kućanski otpad.

## JAMSTVO

**Proizvod: Mediblink galijev termometar M370**

**Proizvođač:** Wuxi Medical Instrument Factory Co., Ltd, No.43 Xixin Road, Zhangjing Xibei Town, Wuxi City, 214194 Jiangsu, Kina.

**Ime, adresa, potpis i pečat prodavatelja:**

**Datum preuzimanja/prodaje:**

## UVJETI JAMSTVA

Poštovani kupci!  
Jamstveni rok je 10 godina, a počinje danom kupnje ili danom isporuke robe i vrijedi samo za proizvode kupljene na području Republike Hrvatske. Pri korištenju jamstva potrebno je dostaviti račun i jamstvenu karticu. Stoga vas molimo da spremite račun i jamstvenu karticu!

Nažalost, zlouporaba uređaja je uzrok oko 95 % pritužbi. Pomoću korisnih savjeta našeg servisnog centra lako možete riješiti te probleme, stoga nas nazovite ili nam se obratite putem e-maila ([info@golia.hr](mailto:info@golia.hr)).

Prije slanja uređaja u servis ili vraćanja prodavatelju, savjetujemo vam da nas kontaktirate telefonom.

Proizvođač jamči popravkom ili zamjenom sve greške u radu uređaja nastale uslijed nedostatka materijala ili proizvodnje. U slučaju da popravak ili zamjena proizvoda nije moguća, proizvođač vraća kupovnu cijenu kupcu.












Jamstvo se ne odnosi na: štete uzrokovane višom silom, nesreće, nepredviđene događaje (poput munje, poplave, požara itd.), nepravilnu upotrebu ili neispravni prijevoz, nepoštivanje propisa o sigurnosti ili održavanju ili neprofesionalnu intervenciju prilikom kvara proizvoda.

Tragovi svakodnevne uporabe (ogrebotine, udarci itd.) ne podliježu jamstvu. Jamstvo isključuje prava potrošača na naknadu štete koja proizlazi iz neodgovornosti prodavatelja. Kada preuzmu proizvod koji treba popraviti, servisna tvrtka i prodavatelj ne preuzimaju

odgovornost za pohranjene podatke i postavke. Popravci izvršeni nakon isteka jamstvenog roka podložni su prethodnoj obavijesti. Proizvođač jamči kvalitetu i besprijekoran rad proizvoda u jamstvenom roku koji počinje s datumom isporuke robe. Ako se popravak ne može izvršiti u razdoblju od 45 dana, proizvod će se zamijeniti ili će se, na pristanak kupca, izvršiti povrat novca. U slučaju pritužbe, kontaktirajte nas telefonom na broj 01/6198 496 ili pošaljite e-mail na [info@golia.hr](mailto:info@golia.hr).

U slučaju ozbiljne komplikacije ili štetnog događaja koji se dogodio upotrebom medicinskog proizvoda, korisnik/pacijent mora obavijestiti proizvođača (Wuxi Medical Instrument Factory Co., Ltd i Mediblink d.o.o.) i nadležno tijelo države članice u kojoj ima prebivalište.

## KAZALO SIMBOLA

	Pridržavajte se uputa e-IU: <a href="http://www.mediblink.com/IT/M370.pdf">http://www.mediblink.com/IT/M370.pdf</a>
	Pažnja
	Kod grupe (mm/gggg; mjesec/godina) označen na ambalaži proizvoda (zapisan laserom bez simbola serije LOT)
	Medicinski uređaj klase Im
	Proizvođač
	Papir
	Broj proizvoda u jednom pakiranju
	Ne sadrži živu
	Najviše i najniže temperature: Čuvajte na temperaturi između -10 °C i +42 °C
	Čuvajte i na suhom mjestu
	Lomljivo: pažljivo postupajte

 Wuxi Medical Instrument Factory Co., Ltd  
No.43 Xixin Road, Zhangjing Xibei Town,  
Wuxi City, 214194 Jiangsu, China  
 Lotus NL B.V., Koningin Julianaplein 10,  
1e Verd, 2595AA, The Hague, Netherlands

  
1023

**Proizvedeno za (uvoznik u EU):**

Mediblink d.o.o., Gubčeva cesta 19, 8210 Trebnje, Slovenija  
Kontakt: [info@mediblink.com](mailto:info@mediblink.com) / [www.mediblink.com](http://www.mediblink.com)

**Zastupnik za HR:**

Golia d.o.o., XI Vrbik 3, 10000 Zagreb - HR  
Tel: 01 6198 496 / [info@golia.hr](mailto:info@golia.hr) / [www.golia.hr](http://www.golia.hr)

Verzija uputa za uporabu: I  
Datum izdanja uputa: 18.3.2017  
Datum zadnjeg popravka: 22.02.2021